








Supports textiles disponibles en «sur mesure » :

<p>élastique tulle 260GR pour produit « ouvert » (gaine, porte jarretelle et body droits)</p>		
<p>élastique tulle souple 300GR pour «SG-bustier» et produit «culotte» (gaine, panty, body)</p>		
<p>élastique tulle 310GR motif jacquard pour produits renforcés avec baleinage devant ou dos (gaine et body)</p>		
<p>élastique 550GR pour produit lombaire ceinture, redresse dos</p>		
<p>élastique 350GR pour ceinture abdominale et corset</p>		
<p>Tissu Coton renforcé 500GR pour ceinture et corset</p>		



Composition et symboles d'entretien des supports textiles :

<p>blanc - beige - ivoire élastique tulle 260GR</p>		<p>polyamide 80% élasthanne 20%</p>	
<p>blanc - chair - noir élastique tulle souple 300GR</p>		<p>polyamide 57% élasthanne 24% coton 19%</p>	
<p>motif chair - motif noir élastique tulle jacquard motif 310GR</p>		<p>polyamide 74% élasthanne 26%</p>	
<p>blanc - chair - noir élastique ceinture lombaire 550GR</p>		<p>polyamide 75% élasthanne 25%</p>	
<p>blanc- beige - noir élastique ceinture abdominale 350GR</p>	<p>éviter le lavage machine trop fréquent (maxi = 30°)</p>	<p>polyamide 53% élasthanne 13% monofilament 34%</p>	
<p>beige - rose - mauve - orange - vert Tissu ceinture Coton renforcé 500GR (anti tache + anti rétrécissement)</p>		<p>coton 92% nylon 8%</p>	

Ne pas oublier avant lavage de : superposer les parties microgrip (velcro) et remonter les glissières